

仕 様 書

1. 購入機器名及び数量

純水・超純水製造装置 一式

2. 納入期日

令和7年3月28日

3. 機器の構成及び数量

(1) 純水・超純水製造装置 一式

(2) 純水貯蔵タンク 一式

4. 機器の性能等

(1) 純水・超純水製造装置

- ① 水道水直結型で純水を製造してタンクに貯蔵し、その純水から超純水を製造できる純水製造部・超純水製造部一体型システムであること。
- ② 純水の製造能力は5L/h以上であること。
- ③ 超純水採水用のディスペンサーを有しており、フットスイッチで採水が可能であること。
- ④ 装置情報は超純水採水用ディスペンサーに付属したタッチパネル式ディスプレイで確認でき、比抵抗値、TOC値、タンク水位、消耗品交換サイン、水質アラームが表示可能なこと。
- ⑤ 超純水の採水スピードは1滴～最大2.0L/分の段階調節が可能であること。
- ⑥ 比抵抗計を有し、超純水の比抵抗値は18.2MΩ・cm以上であること。
- ⑦ 有機物の酸化分解によるTOC計を有し、超純水のTOC値は5ppb以下であること。
- ⑧ 殺菌用、有機物酸化分解用、TOC測定用のすべてのUVランプが水銀フリーであること。
- ⑨ 孔径0.22μm以下の最終フィルターを備えていること。
- ⑩ 漏水センサーがついていること。

(2) 純水貯蔵タンク

- ① 容量は50L以上であること。
- ② 殺菌用のUVランプ（水銀フリー）とエアVENTフィルターを備えていること。
- ③ 自動リンス機能と自動循環機能を搭載していること。

5. 保守

- (1) 納品後1年間は、無償保証期間とすること。それ以降についても、設置当初の装置の不具合に起因するものについては、無償で対応すること。
- (2) 納入から1年経過後に、専門知識を有する者を派遣して、機器の点検及び消耗部品の交換を行うこと。
- (3) (2)の点検後1年間に不時の障害が発生した場合には無償で対応すること。
- (4) (2)、(3)で必要な消耗部品は発注者が用意するものとする。
- (5) 国内に複数の保守拠点を有すること。

6. 設置に伴う工事

当研究所が準備、整備した設置環境以外に必要な場合は受注者が負担すること。

7. 納入場所

大阪府羽曳野市尺度 442

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所

環境研究部 環境調査グループ 北棟 2階 水質分析室 1

(2階へのエレベーター有り)

8. 担当者

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所

環境研究部 環境調査グループ TEL 072-979-7069

9. その他

- (1) 機器の搬入及び据え付けを行うにあたっては、事前にスケジュール調整のうえ、担当職員の指示に従い行うこと。
- (2) 納品後、据付調整を行い、担当職員立会いのもと仕様書どおり正常に稼働できることを確認する。異常が認められた場合は、納入者の負担で速やかに機器の改善又は部品の交換を行い、調整を行うこと。検査方法等については、担当職員の指示に従うものとする。
- (3) 納入時、メーカーによる検査合格書をつけること。
- (4) 当該機器の構造、操作方法及びメンテナンスについて、大阪府立環境農林水産総合研究所職員に対して必要な研修を行うこと。また、操作マニュアル（日本語版）を電子媒体あるいは冊子で提供すること。
- (5) 当該機器の部品供給と修理については、納入後7年以上対応すること。
- (6) 当該機器について、メーカー等によるアフターサービス、メンテナンス体制が整備されていること。不時の障害が発生した場合、発注者の要求により3営業日以内に初期対応（電話・メールによる対応を含む）を実施し、技術者の派遣等必要な装置を講ずることが可能であること。
- (7) 納品にあたっての運搬、据付、配線、調整、検査及び研修に要する費用は全て納入者の負担とすること。
- (8) 納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、納入者の負担において原状に戻すものとする。
- (9) 納品及び点検に際して発生したごみ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- (10) 納入において車両を使用する場合は、大阪府が実施するグリーン配送に関する規定を遵守し、環境への配慮を行うこと。
- (11) 納品作業時間帯は平日午前9時から午後5時30分までとする。
- (12) 当研究所正門前道路に通行区分時間帯設定（午前7時30分から午前9時は通行禁止）があるため、これを遵守すること。大型貨物自動車等については終日通行規制がかかっている

るため、運行が必要な場合は警察で許可を取ること。

- (13) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。

10. 参考機種例

メルクミリポア製 水銀フリー超純水製造装置 Milli-Q IQ7005 一式